

経皮酸素分圧 (tc pO₂)

患者名/ID 20260310 151801 シイバ マサコ

担当医師: 畑田医師


検査技師 三宅 確認者: 島田

測定単位 mmHg	センサ温度: 44.0 ° C
前回のキャリブレーション値 160 mmHg	印刷されました 10:20:37 10/03/2026

時間/日付	イベント	センサ 1	センサ 2	センサ 3	センサ 4	センサ 5	センサ 6
09:53:00 10/03/2026		162	-	-	-	-	-
09:54:00 10/03/2026		50	109	-	-	-	-
09:55:00 10/03/2026		32	96	51	164	-	-
09:56:00 10/03/2026		40	90	33	58	116	-
09:57:00 10/03/2026		37	85	37	28	66	76
09:58:00 10/03/2026		33	151	35	30	47	27
09:59:00 10/03/2026		34	99	37	29	47	24
10:00:00 10/03/2026		40	77	38	27	44	27
10:01:00 10/03/2026		45	72	37	29	42	28
10:02:00 10/03/2026		49	71	38	34	42	30
10:03:00 10/03/2026		51	69	41	36	41	31
10:04:00 10/03/2026		55	68	44	41	42	34
10:05:00 10/03/2026		57	68	48	44	48	35
10:06:00 10/03/2026		59	70	51	46	54	38
10:07:00 10/03/2026		60	71	53	49	57	41
10:08:00 10/03/2026		61	72	54	49	60	43
10:09:00 10/03/2026		61	72	54	50	61	44
10:10:00 10/03/2026		60	72	54	50	61	43
10:11:00 10/03/2026		62	72	56	51	63	45
10:12:00 10/03/2026		63	73	55	52	63	45
10:13:00 10/03/2026		63	72	56	53	63	44
10:14:00 10/03/2026		62	72	55	52	64	43
10:15:00 10/03/2026		62	71	55	52	63	42
10:16:00 10/03/2026		64	71	56	54	65	42
10:17:00 10/03/2026		65	71	56	55	65	43
10:18:00 10/03/2026		64	71	56	55	65	43
10:19:00 10/03/2026		63	70	55	54	64	41

経皮酸素分圧 (tc pO₂)

患者名/ID 20260310 151801 シイバ マサコ



検査技師コメント: 測定体位: 仰臥位

センサー①: 65mmHg

センサー②: 71mmHg

センサー③: 56mmHg

センサー④: 55mmHg


センサー⑤: 65mmHg

センサー⑥: 43mmHg

コメント

前回 (2025年6月24日) と同部位にて測定。

担当医師所見:



担当医師署名:

日付 2026 年 3月10日

経皮酸素分圧 (tc pO₂)

患者名/ID 20260310 151801 シイバ マサコ

担当医師: 畑田 医師

検査技師 三宅 確認者: 島田

測定単位 mmHg	センサ温度: 44.0 ° C
前回のキャリブレーション値 160 mmHg	印刷されました 10:20:40 10/03/2026

センサ 1 センサ 2 センサ 3 センサ 4 センサ 5 センサ 6

